

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

L P.	Opis	Jedno- stka miary	Ilość zleceń	Nazwa handlowa produktu	Cena jednego zlecenia dla pacjenta po refundacji przez NFZ /brutto/ odpłatność DPS (do wysokości limitu) + dopłata pacjenta /PLN/	Wartość brutto do zapłaty przez DPS – iloczyn ilości zleceń i ceny jednego zlecenia do wysokości limitu /PLN/	Wartość Brutto /iloczyn ilości zleceń i ceny jednego zlecenia dla pacjenta /PLN/ (4x8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Pieluchomajtki CPV: 33141000-0</p> <p>Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M, obwód (75-110 cm)</p> <p>Wymagalna minimalna chłonność wg norm ISO- 2300 g</p> <p>Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna z folii PE w części centralnej oraz włóknina w obszarze bioder przepuszczająca powietrze i parę wodną.</p> <p>pakowane po 30 szt.</p>	1 zlecenie /90szt./	130				

2.	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M, obwód (75-110 cm)</p> <p>Wymagalna minimalna chłonność wg norm ISO- 2900 g</p> <p>Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna z folii PE w części centralnej oraz włóknina w obszarze bioder przepuszczająca powietrze i parę wodną. pakowane po 30 szt</p>	1 zlecenie /90 szt./	130				
3.	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L, obwód (100-150 cm)</p> <p>Wymagalna minimalna chłonność wg norm ISO- 2600 g</p> <p>Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery nieelastyczne przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna z folii PE w części</p>	1 zlecenie /90szt.	90				



	<p>centralnej oraz włóknina w obszarze bioder przepuszczająca powietrze i parę wodną.</p> <p>pakowane po 30 szt.</p>					
4.	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L, obwód (100-150 cm)</p> <p>Wymagalna minimalna chłonność wg norm ISO- 3200 g</p> <p>Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery nieelastyczne przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna z folii PE w części centralnej oraz włóknina w obszarze bioder przepuszczająca powietrze i parę wodną.</p> <p>pakowane po 30 szt.</p>	<p>1 zlecenie /90szt./</p>	90			
5.	<p>Majtki chłonne rozmiar M – obwód (80-110cm)</p> <p>Wymagalna minimalna chłonność wg norm ISO- 1400 g</p> <p>Majtki chłonne przeznaczone dla osób ze średnim nietrzymaniem moczu. Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprzewadzająca (EDS). Ochronę przed wyciekami zapewniają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z przędzą elastyczną w obszarze pachwinowym. Indykator wilgotności – nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą.</p>	<p>1zlecenie /90szt./</p>	60			

	Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Tasiemka do zawijania zużytego wyrobu umieszczona w tylnej części, pakowane po 30 szt.					
6.	<p>Majtki chłonne rozmiar L – obwód (120-135cm) Wymagalna minimalna chłonność wg norm ISO- 1550 g</p> <p>Majtki chłonne przeznaczone dla osób ze średnim nietrzymaniem moczu. Wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS). Ochronę przed wyciekami zapewniają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z przędzą elastyczną w obszarze pachwinowym. Indykator wilgotności – nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem kontaktu z cieczą. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Tasiemka do zawijania zużytego wyrobu umieszczona w tylnej części pakowane po 30 szt.</p>	1 zlecenie/ 90szt./	80			
7.	<p>wkładki urologiczne, pieluchy anatomiczne (Extra,)</p> <p>CHŁONNOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 470 g(wg ISO 11948-1)</p> <p>Wymiary w cm 14x29,5</p> <p>Wkładki przeznaczone dla osób z problemami nietrzymania moczu w stopniu kropelkowym, lekkim i średnim. Anatomicznie ukształtowany wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS) (oprócz rozmiaru Micro) i wycisk wspomagający rozprowadzanie moczu. Fioletowe osłonki boczne, z przędzą elastyczną wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom . Warstwa izolacyjna – paroprzepuszczalny laminat na całej powierzchni. Wyroby pakowane indywidualnie we</p>	1 zlecenie /90 szt./	25			



	włókninowe saszetki. Pakowane a 15 szt.					
8.	<p>Wkładki urologiczne, pieluchy anatomiczne (Plus) CHŁONNOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 950 g(wg ISO 11948-1) wymiary w cm 20,5x42, pakowane a15 Wkładki Seni Lady przeznaczone dla osób z problemami nietrzymania moczu w stopniu kropelkowym, lekkim i średnim. Anatomicznie ukształtowany wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS) (oprócz rozmiaru Micro) i wycisk wspomagający rozprowadzanie moczu. Fioletowe osłonki boczne, z przędką elastyczną wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom . Warstwa izolacyjna – paroprzepuszczalny laminat na całej powierzchni. Wyroby pakowane indywidualnie we włókninowe saszetki. Pakowane a 15 szt</p>	1 zlecenie /90szt./	25			
9	<p>Podkład higieniczny CHŁONNOŚCI NIE MNIEJ NIŻ 2000g(wg ISO 11948-1) wymiary w cm 90x60, pakowane a30</p> <p>Podkłady higieniczne do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób dotkniętych inkontynencją oraz podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Pozwalają utrzymać w czystości pościel, łóżko, wózek inwalidzki, fotel, itp. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa (z nadrukiem). We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Podkłady posiadające włókninowe skrzydła do zawinięcia pod materac w celu</p>	1 zlecenie /90szt./	60			



	zwiększenia jego stabilności na podłożu.					
10	<p>Krem ochronny z arginina chroni skórę przed powstawaniem stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn przy jednoczesnym jej nawilżaniu. Polecany do pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia, w tym u osób obłożnie chorych i pieluchowanych. Głęboko nawilża i przyspiesza regenerację naskórka. Tworzy na skórze przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać. Pochłania nieprzyjemne zapachy, w tym zapach moczu. Produkt wegański. Bezzapachowy.</p> <p>Składniki aktywne:</p> <p>Arginina – łagodzi podrażnienia i przyspiesza proces gojenia się ran. Dogłębnie nawilża skórę.</p> <p>Alantoina - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Przyspiesza gojenie się ran oraz pobudza regenerację naskórka.</p> <p>Biokompleks lniany – działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.</p> <p>Pantenol - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Szczególnie ważny składnik w przypadku skóry łatwo ulegającej podrażnieniom.</p> <p>Masło Shea – regeneruje i odżywia skórę. Łagodzi zmiany alergiczne i posiada właściwości ochronne.</p> <p>Olej Canola – natłuszcza, zmniejsza uczucie swędzenia i przesuszenia skóry.</p> <p>Olej z pestek winogron – nawilża i delikatnie natłuszcza skórę.</p> <p>Łagodzi podrażnienia, poprawia jędrność skóry oraz pomaga hamować procesy starzenia się.</p>	-	50 szt.			

	Sinodor® - pochłania nieprzyjemny zapach np. moczu czy kału. Pojemność 200 ml.					
11	Chusteczki –wymiary 20 cm x 30 cm umożliwiają proste, szybkie i ekonomiczne utrzymanie higieny osoby dorosłej. Opakowanie 80 szt. posiada klapkę zamykającą, która chroni chusteczki przed wyschnięciem. Mają przyjazne dla skóry pH. Powinny posiadać; Alantoina - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Przyspiesza gojenie się ran oraz pobudza regenerację naskórka. Witamina E - posiada właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżająco-natluszczające. Bisabolol - koi i łagodzi	350				
12	Krem ochronny z tlenkiem cynku przeznaczony do pielęgnacji i ochrony skóry w miejscach narażonych na powstawanie oparzeń i odleżyn. Wspomaga regenerację naskórka i chroni przed działaniem substancji drażniących. Niezbędny przy opiece nad osobą starszą, Pojemność 200 ml	50				
13	Emulsja SeniCare polecana do pielęgnacji wysuszonej skóry. Odpowiednio nawilża i zmiękcza skórę. Wzmacnia barierę hydrolipidową. Utrzymuje odpowiedni poziom pH oraz nawodnienie naskórka zmniejszając jego szorstkość Składniki aktywne: 4% mocznika - poprawia nawilżenie i sprężystość skóry. Zmiękcza i natłuszcza zrogowaciałe komórki naskórka. Alantoina - odpowiada za utrzymanie prawidłowego	20				

	<p>nawilżenia naskórka, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Przyspiesza gojenie się ran oraz pobudza regenerację naskórka.</p> <p>Arginina – łagodzi podrażnienia i przyspiesza proces gojenia się ran. Dogłębnie nawilża skórę.</p> <p>Biokompleks lniany – działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.</p> <p>Trehaloza - zapobiega utracie wody.</p> <p>Kwas mlekowy - wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry, utrzymując prawidłowy poziom wilgoci w naskórku. Skutecznie odbudowuje pH skóry i przywraca jej naturalny, fizjologiczny odczyn. Wykazuje działanie antybakteryjne.</p> <p>Pojemność 500 ml</p>					
14	<p>Balsam ciała SeniCare polecany do codziennej pielęgnacji suchej skóry w szczególności u osób na dłuższej unieruchomionych.</p> <p>Redukuje łuszczenie i odpowiednio natłuszcza skórę. Wzmacnia barierę hydrolipidową.</p> <p>Produkt jest wegański - nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Składniki aktywne:</p> <p>Biokompleks lniany – działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.</p> <p>Pantenol - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Szczególnie ważny składnik w przypadku skóry łatwo ulegającej podrażnieniom.</p> <p>Ekstrakt z nagietka - wspomaga proces gojenia się ran i stymuluje odbudowę naskórka. Działa regenerująco i nawilżająco.</p> <p>Masło kakaowe – posiada właściwości antyoksydacyjne. Wspomaga regenerację naskórka</p>	20				

<p>oraz działają hamująco na procesy zapalne. Nawilża i uelastycznia skórę.</p> <p>Masło Shea – regeneruje i odżywia skórę. Łagodzi zmiany alergiczne i posiada właściwości ochronne.</p> <p>Olej Canola – natłuszcza, zmniejsz uczucie swędzenia i przesuszenia skóry.</p> <p>Oliwa z oliwek – koi i łagodzi podrażniony naskórek. Wzmacnia naturalną odporność skóry, likwiduje jej szorstkość.</p> <p>Olej ze złotej palmy - odżywia i przyspiesza regenerację tkanek.</p> <p>Produkt przebadany dermatologicznie. Wegański - nie zawiera żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego.</p> <p>Pojemność 200 ml</p>							
<p>RAZEM WARTOŚĆ: PŁATNE PRZEZ DPS i MIESZKAŃCA (SUMA 2 WIERSZY Z KOLUMNY 8)</p>						-----	
<p>RAZEM WARTOŚĆ PŁATNE PRZEZ DPS (SUMA 2 WIERSZY z KOLUMNY 7)</p>							----- --

.....
.....

Miejscowość i data

pieczętka i podpis wykonawcy
(osoba lub osoby upoważnione
do podpisywania
w imieniu wykonawcy)

